

Orthèse d'avancée mandibulaire anti ronflement - Oniris

Prévient l'obstruction responsable du ronflement et de l'apnée du sommeil.
Produit fabriqué en France

L'orthèse ONIRIS® est une avancée mandibulaire visant à maintenir la mâchoire inférieure en position avancée pendant le sommeil. Cette action libère ainsi les voies respiratoires, réduisant efficacement les ronflements.

Elle se distingue comme seul dispositif anti-ronflement auto-adaptable dont l'efficacité a été évaluée et démontrée par des spécialistes du sommeil, des ORL et des dentistes dans des établissements hospitaliers et cliniques en France (Voir informations complémentaires).

- Efficacité prouvée par des études cliniques
- Auto-adaptable
- S'ajuste individuellement pour un confort optimal
- Réduit le ronflement et l'apnée du sommeil dès la première nuit
- Contribue à la qualité du sommeil et à la réduction de la fatigue
- 2 tailles de gouttière : standard et large

Adaptation sur mesure :

L'ONIRIS® s'adapte sur mesure, offrant un ajustement parfait selon vos besoins.

Facilité de mise en place à domicile.

Flexibilité dans l'empreinte dentaire :

L'empreinte dentaire peut être réalisée plusieurs fois, permettant des ajustements en cas de soins dentaires ou d'erreur.

L'avancée mandibulaire peut être modifiée à tout moment, assurant un traitement personnalisé et évolutif.

Conseils d'entretien :

Conservation du dispositif dans sa boîte à une température inférieure à 40°C pour assurer sa préservation.

Après chaque utilisation, nettoyage de l'appareil à l'aide d'une brosse à dents et de dentifrice, puis rinçage à l'eau froide.

Durée de vie et facteurs influents :

L'orthèse ONIRIS® a une durée de vie d'environ 18 mois, l'une des plus longues parmi les orthèses auto-adaptables sur le marché.

La durée de vie peut varier en fonction de plusieurs paramètres tels que l'acidité de votre salive, la qualité de l'entretien, la fréquence de port, etc.

Dimensions :

Gouttière standard : largeur 6 cm, profondeur 4 cm, hauteur 90 mm

Gouttière large : largeur 6.7 cm, profondeur 4.3 cm, hauteur 1.2 cm

Biellettes : plusieurs tailles disponibles (guide des dimensions fourni)

Composition :

Conçue en matériau médical flexible

Garantie sans silicone, sans latex et sans bisphénol A (BPA)

Le kit comprend :

2 gouttières inférieures (Taille standard et large)

2 gouttières supérieures (Taille standard et large)

18 Biellettes numérotées de 0 à 8

1 boîte de transport

1 mode d'emploi



