

FICHE TECHNIQUE

robé
+ médical



Ôte-agrafe stérile avec mors métallique à usage unique - Robé Médical

Avec mors métallique très résistant.

Ôte-agrafes de qualité supérieure renforcée pour retirer les agrafes de sutures cutanées en toute sécurité.

Métallique, stérile, à usage unique.

Longueur : 105 mm.

Stérilisation : à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement : par boîte de 10 sets stériles, sous emballage individuel stérile.

Garantie : 2 ans.

Matériel médical CE.

Validité : 5 ans.