

FICHE TECHNIQUE



Ouvre-bouteille antidérapant rouge - 6.3 cm de diamètre - Tenura

Ouvre bouteille antidérapant rouge pour améliorer la préhension et ouvrir sans difficulté la majorité des bouteilles

Cet ouvre bouteille antidérapant en silicone munis de bords striés et mesurant 6.3 cm de diamètre offre un excellent maintien en main permettant aux personnes manquant de préhension de pouvoir ouvrir la majorité des bouteilles sans difficulté.

- Grip augmenté, facile à prendre en main
- Non toxique, sans lubrifiant, latex, phtalate et plasitifant
- Fabrication antimicrobienne
- Usage domestique ou médical
- Facilement lavable (spray ou liquide vaisselle)

Dimension: 6,3 cm de diamètre

Couleur: Bleu

Conditionnement: x1 ouvre-bouteille

