

Pack défibrillateur complet - Aed Plus Zoll intérieur

Avec défibrillateur automatique, armoire Dae, électrodes à usage unique, pack signalétique et kit d'urgence

Le pack "AED Plus ZOLL intérieur" met à disposition tout le nécessaire pour être prêt en cas d'urgence cardiaque. Disponible à prix économique. Ce pack est à placer et utiliser en intérieur, hors des rayons du soleil.

Le pack contient :

- Un défibrillateur automatique ZOLL (autonomie de 300 chocs).
- Une armoire de protection intérieure (intérieure).
- Une paire d'électrode à usage unique pour adulte avec connecteur.
- Un jeu de 10 piles (Piles lithium CR123).
- Un sac de transport.
- Un pack signalétique DAE.
- Un kit d'urgence.

Le défibrillateur :

DAE avec délivrance automatique du choc sans action de l'intervenant, adapté au grand public.

L'AED Plus est équipé d'une interface avec des pictogrammes représentant une chaîne de survie pour guider le sauveteur.
S'adapte pour les adultes et les enfants.

Autonomie : 300 chocs.
Niveaux d'énergie : 50 à 200 joules.
Temps de charge : moins de 10 secondes avec des piles neuves.

*Matériel médical CE.
Dispositif de classe III*

Plus d'informations [ici](#).

L'armoire de protection :

Cette armoire de protection est sans électronique. Elle est conçue pour garantir la sécurité et la conservation optimale des défibrillateurs automatisés externes (DAE) uniquement dans des environnements intérieurs.

Cette armoire sécurisée permet de stocker et protéger le défibrillateur, tout en assurant un accès rapide en cas d'urgence médicale.

Plus d'informations [ici](#).

Le pack signalétique :



Contient 5 panneaux signalétiques DAE de formes et de tailles différentes.

Un kit d'urgence :

Trousse refermable contenant : protection faciale pour bouche à bouche, rasoir, ciseaux, gants jetables et compresses sèches et alcoolisées.