



### Pack défibrillateur complet - Dae Rescue Sam Extérieur

Avec défibrillateur automatique, armoire Dae extérieure, électrodes à usage unique et kit d'urgence

Le pack "DAE RESCUE SAM EXTÉRIEUR" met à disposition le nécessaire pour être prêt en cas d'urgence cardiaque. Disponible à prix économique. Ce pack peut-être placé et utilisé en extérieur, mais ne doit pas être installé en plein soleil.

#### Le pack contient :

- Un défibrillateur automatique RESCUE SAM (autonomie de 200 chocs).
- Une armoire de protection (extérieure).
- Une paire d'électrode à usage unique pour adulte avec connecteur.
- Une paire d'électrode à usage unique pour enfant avec connecteur.
- Un sac de transport.
- Fiche signalétique.
- Un kit d'urgence.

#### Le défibrillateur :

DEA automatique autonomie 200 chocs avec indications vocales et visuelles et déclenchement du choc automatique.

Prêt à tout moment grâce à l'AUTO TEST automatique quotidien et au test manuel au moment de l'insertion de la batterie.

Facile d'emploi, il guide le secouriste dans ses manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Grâce à son système d'analyse, il est capable d'identifier le besoin d'une RCP et de donner une décharge électrique ou non.

*Conforme à la norme EN 60601-2-4 relative aux règles particulières de sécurité. Protection maximale eau et poussière: IP54 selon IEC 60529. Matériel Médical CE.*

Plus d'informations [ici](#).

#### L'armoire de protection :

Armoire utilisable en intérieur comme en extérieur grâce à son système de chauffage. Avec alarme sonore utilisation/anti-vol et éclairage par détection

Elle est conçue spécifiquement pour stocker et protéger les défibrillateurs automatiques externes dans des environnements extérieurs. Grâce à son système de chauffage, l'armoire conserve une température positive pour une

température pouvant descendre jusqu'à -20° C en extérieur. Résistante aux intempéries.

Plus d'informations [ici](#).

**Le kit d'urgence :**

*Trousse refermable contenant 1 masque insufflateur à usage unique, 1 paire de gant vinyle, 2 compresses stériles, 2 tampons d'alcool, 1 rasoir jetable, 1 paire de ciseaux Gesco.*