

Pack défibrillateur complet - Dae Rescue Sam Intérieur

Avec défibrillateur automatique, armoire Dae, électrodes à usage unique et kit d'urgence

Le pack "DAE RESCUE SAM INTÉRIEUR" met à disposition le nécessaire pour être prêt en cas d'urgence cardiaque. Disponible à prix économique. Ce pack est à placer et utiliser en intérieur, hors des rayons du soleil.

Le pack contient :

- Un défibrillateur automatique RESCUE SAM (autonomie de 200 chocs).
- Une armoire de protection (intérieur).
- Une paire d'électrode à usage unique pour adulte avec connecteur.
- Une paire d'électrode à usage unique pour enfant avec connecteur.
- Un sac de transport.
- Fiche signalétique.
- Un kit d'urgence.

Le défibrillateur :

Ce DEA automatique a une autonomie de 200 chocs avec indications vocales et visuelles et déclenchement du choc automatique.

Prêt à tout moment grâce à l'AUTO TEST automatique quotidien et au test manuel au moment de l'insertion de la batterie.

Facile d'emploi, il guide le secouriste dans ses manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Grâce à son système d'analyse, il est capable d'identifier le besoin d'une RCP et de donner une décharge électrique ou non.

Conforme à la norme EN 60601-2-4 relative aux règles particulières de sécurité. Protection maximale eau et poussière: IP54 selon IEC 60529. Matériel Médical CE.

Plus d'informations [ici](#).

L'armoire de protection :

Cette armoire de protection est sans électronique. Elle est conçue pour garantir la sécurité et la conservation optimale des défibrillateurs automatisés externes (DAE) uniquement dans des environnements intérieurs.

Cette armoire sécurisée permet de stocker et protéger le défibrillateur, tout en assurant un accès rapide en cas d'urgence médicale.



Le kit d'urgence :

Trousse refermable contenant 1 masque insufflateur à usage unique, 1 paire de gant vinyle, 2 compresses stériles, 2 tampons d'alcool, 1 rasoir jetable, 1 paire de ciseaux Gesco.