

FICHE TECHNIQUE

Pansement Delicate 19 x 72 mm - Boîte de 1000

Indiqué pour les peaux sensibles, multi-extensible, avec tampon central absorbant.

Pansements adhésifs en tissu non tissé, résistants à l'eau.

- Pansement très doux.
- Pansement hautement absorbant.
- Tissu non tissé extensible.
- Adhésif hypoallergénique de haute tolérance cutanée.
- Pad central ultra absorbant.
- Non stérile.
- Couleur blanche.

Taille : 19 x 72 mm.

Conditionnement par boîte de 1000 pansements.

Emballés individuellement.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

