

Pansement adhésif silicone absorbant imperméable Way-Sili Ultra Robé Médical

Pansement foam silicone avec couche de gel absorbante et couche externe imperméable. Boîte de 10

Le pansement *WAY-SILI ULTRA* absorbe les exsudats et maintient un environnement humide pour la cicatrisation des plaies tout en minimisant les risques de macération.

Utilisation pour tous types de plaies peu exsudatives tels que les plaies chirurgicales, les brûlures mineures, les ulcères du pied diabétique, les ulcères de jambe veineux et artériel, les plaies traumatiques (déchirures cutanées et plaies cicatrisantes secondaires).

Particulièrement recommandé pour les peaux fines et délicates.

La surface interne recouverte d'une couche de gel de silicone souple ne colle pas à la surface de la plaie et ne cause pas de traumatisme au nouveau tissu délicat lors du retrait.

Cette couche de silicone est souple et légèrement collante, pour faciliter l'application et le maintien en place du pansement.

La surface extérieure est en polyuréthane imperméable à l'eau.

- Structure mince et souple.
- Conformable.
- Indolore au port et à l'ablation.
- N'adhère pas au lit de la plaie, ni aux sutures chirurgicales.
- Imperméable.
- Adhésif.
- Non allergisant.

Dimensions disponibles:

- 7,5 x 7,5 cm (pad: 3,5x3,5 cm).
- 10 x 10 cm (pad: 5x5 cm).

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Péremption : 3 ans.

Conditionné sous pochette individuelle stérile.

Vendus par boîte de 10 pansements.

Matériel médical CE.

