

### Pansement adhésif tissé Leukoplast Strong - Bsn Médical

Très résistant et respirant.

Avec support tissé extensible, enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel. Avec compresse médiane absorbante neutre et non-adhérente à la plaie. Pour plaies superficielles (coupures, abrasions, lacérations, vaccins, prises de sang, etc.).

- Support résistant et déperlant.
- Respirant.
- Grand pouvoir adhésif.
- Bonne tenue.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau (limite le risque de macération).
- Contient du latex.
- Non stérile.

#### Tailles disponibles :

- 1 m x 6 cm.
- 1 m x 8 cm.

#### Composition :

- Support : 100 % coton.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Compresse : viscose (85%) et PP/PE (15%). (Côté en contact avec la plaie recouvert d'un voile transparent en polyéthylène microperforé).

Matériel Médical CE.

