



Pansement d'entrainement - Quikclot® Combat Gauze Z-Folded Trainer

Pansement destiné à s'entraîner sur les scénarios de blessures hémorragiques

Le pansement d'entrainement QuikClot® Combat Gauze permet un apprentissage des gestes techniques à opter pour la mise en place d'un pansement Quikclot Combat Gauze.

Au contact de la plaie, ce pansement déclenche et accélère la coagulation du sang dans le but de contrôler rapidement l'hémorragie.

Non destiné à un usage médical, le pansement d'entrainement QuikClot® Combat Gauze est uniquement prévu pour l'entrainement.

- Conçu pour aider à s'entraîner en utilisant la même technique que la gaze standard
- Utilisé uniquement pour la formation
- Peut-être utilisé avec du sang artificiel
- Livré dans un emballage refermable qui permet de multiples utilisations pendant les exercices.

Dimension : 7.5 cm x 3.7 m

Utilisé dans le cadre de former sur les scénarios de blessures hémorragiques :

- Coups de couteau
- Événements faisant de nombreuses victimes
- Grandes blessures non compressibles où les garrots ne peuvent pas être appliqués
- Efficace dans la conversion de garrot

Le packaging **bleu** indique que ce pansement est uniquement destiné à l'entrainement