

Pansement d'urgence pneumothorax ventilé - Norse Rescue

Pansement occlusif avancé avec valve de décompression intégrée, conçu pour traiter les plaies ouvertes au niveau du thorax

Le pansement d'urgence pneumothorax avec valve NORSE RESCUE est conçu pour fournir une gestion rapide et efficace des pneumothorax en situation d'urgence.

Ce produit est destiné à être utilisé sur le terrain pour traiter les cas de pneumothorax spontané, traumatique ou sous-tension, en atténuant les risques vitaux associés à cette condition.

Les blessures pénétrantes au thorax qui entraînent des plaies ouvertes peuvent provoquer un pneumothorax sous tension, la deuxième cause de décès évitable sur le champ de bataille.

Caractéristiques principales :

Valve de décompression : Le pansement NORSE RESCUE est équipé d'une valve de décompression intégrée, qui permet l'évacuation rapide de l'air ou du liquide de la cavité pleurale sans laisser entrer l'air pendant le processus de rééquilibrage de la pression thoracique. Cette caractéristique est cruciale pour prévenir l'effondrement du poumon et maintenir une fonction respiratoire adéquate.

Membrane occlusive transparente : Le pansement est doté d'une membrane occlusive transparente qui permet une visualisation claire de la blessure. Cela permet aux secouristes de surveiller visuellement la condition du patient et de fournir des soins appropriés sans retirer le pansement, ce qui réduit le risque d'infection.

Compact et facile à utiliser : Le design compact et ergonomique du pansement en fait un outil facile à transporter sur le terrain. Son utilisation intuitive permet une mise en place rapide, même dans des situations d'urgence stressantes.

Matériaux : Le pansement est conçu avec un adhésif hydrogel de qualité médicale suffisamment puissant pour adhérer à la peau exposée au sang, à la sueur, aux cheveux, au sable ou à l'eau.

Dimension :
15 x 15 cm

Couleurs :
Transparent et rouge

Poids :
46g

Durée de conservation :
5 ans près fabrication

