

### Pansement hémostatique Quikclot® Combat Gauze Z-Folded

Pansement hémostatique à pression manuelle pour le contrôle temporaire des saignements externes modérés. Recommandé par le CoTCCC

Cette gaze non tissée et stérile est pliée en Z avec indicateur de rayons X et imprégnée de kaolin, un minéral inorganique qui active le facteur XII (protéine entrant en jeu dans la gestion de la coagulation du sang). Le kaolin active à son tour la capacité de coagulation naturelle du corps.

Cette solution de contrôle des saignements crée un caillot robuste pour contrôler rapidement les saignements. Cela donne potentiellement plus de temps pour s'occuper d'autres tâches lors du déplacement du patient, tout au long du continuum de soins.

La gaze de combat QuikClot est une gaze stérile de 7.5cm x 3.7m.

- Utilisation intuitive
- Utilise la même technique de placement que la gaze standard
- Emballage sous vide, compact, de la taille d'un cube
- Huit points de déchirure pour faciliter l'accès au pansement, pour une application plus rapide
- Contient une bande détectable aux rayons X pour une identification facile
- Recommandé par le CoTCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care Committee)
- Durée de conservation de cinq ans après fabrication

L'utilisation de ce pansement est recommandée pour les plaies pénétrantes et les saignements massifs.

Par exemple :

- Blessures par balle
- Coups de couteau
- Événement faisant de nombreuses victimes
- Grandes blessures non compressibles où les garrots ne peuvent pas être appliqués
- ...

**Dimension** : 7.5cm x 3.7m.

**Conditionnement** : 1 pansement prédécoupé sous vide, compact, de la taille d'un cube.

**Durée de vie** : 5 ans après fabrication

Dispositif Médical de classe III

