



Pansement hydroactif super absorbant Cutimed Sorbion - Boîte de 10 - Bsn Médical

Pour le soin des plaies exsudatives. Haute absorption et rétention.

Pansement primaire hydroactif stérile, pour plaies moyennement ou très exsudatives, fibrineuses ou en cicatrisation dirigée.

Forme un coussin de gel uniforme au contact de la plaie. Épouse le lit de la plaie pour un maintien en milieu humide contrôlé.

- Ne dessèche pas la plaie et respecte la peau.
- Enveloppe externe douce et flexible avec bords arrondis.
- Diminue le nombre de germes présents dans la plaie.
- Améliore la déterision de la plaie, sans macération.
- Utilisable sous compression.
- Sans latex, sans phtalates.

Capacité d'absorption :

- Libre, sans charge : 243 g/100 cm² de matrice absorbante, selon la méthode SMTL TM-404,
- Sous charge : 99 g/100 cm² de matrice absorbante, selon la méthode SMTL TM-414.

Capacité de rétention :

- Sous charge, après absorption libre : 203 g/100 cm² de matrice absorbante, selon la méthode SMTL TM-404.

Tailles disponibles :

- 10 x 10 cm.
- 20 x 10 cm.
- 15 x 15 cm.
- 45 x 25 cm.

Conditionné par boîte de 10 pansements. Sachet individuel.

Composition :

- Couche interne : fibres de cellulose et polymères, sans colle.
- Enveloppe externe : polypropylène, scellée par ultrasons.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.