

### Pansement pour enfant Leukoplast Kids - Bsn Médical

Pour premiers soins. Adapté aux peaux sensibles.

Pour les plaies superficielles (coupures, vaccins, prises de sang, lacérations, etc.). Compresse absorbante neutre et non-adhérente à la plaie. Avec motifs animaux. Support en polyéthylène pour une bonne tenue pendant la douche ou le bain.

- Haute tenue.
- Bonne adhérence.
- Imperméable.
- Résistant à la salive et à l'eau.
- Non stérile.
- Sans latex.

#### Tailles disponibles :

- 6 cm x 1 m (boîte d'une bande, non prédécoupé).
- 8 pansements 19 x 56 mm et 4 pansements 38 x 63 mm (boîte de 12).

Conditionné par boîte de 12 ou boîte d'une bande.

#### Composition :

- Support : film polyéthylène.
- Masse adhésive : acrylique.
- Compresse : non tissé coloris blanc, viscose (85%) et PE/PP (15%), recouvert d'un voile transparent en polyéthylène microperforé.

Matériel Médical CE.

