

### Pansement résistant à l'eau Leukoplast Universal - 19 mm x 72 mm - Boîte de 20 - Bsn Médical

Haute tolérance cutanée, pour premiers soins.

Protection de courte durée en cas de plaies superficielles (coupures, lacérations, abrasions, prises de sang ou vaccins).

Avec support microperforé couleur chair, enduit d'un adhésif acrylique sur une face. Compresse médiane absorbante, neutre et non-adhérente.

- Résistant à l'eau et aux salissures.
- Grand pouvoir adhésif.
- Respirant, perméable à la vapeur d'eau.
- Souple.
- Adapté aux peaux sensibles.
- Sans latex.
- Non stérile.

Taille : 19 x 72 mm.

#### **Composition :**

- Support : polyéthylène.
- Masse adhésive : acrylique.
- Compresse : non tissé coloris blanc, viscosse (85%) et PE/PP (15%) et recouverte d'un voile en polyéthylène.

Boîte de 20 pansements. Emballage individuel.  
Matériel Médical CE.

