



Pansements RespoSorb® Silicone Border Hartmann - Boîte de 10

Super absorbant et auto-adhésif avec interface siliconée.

Pour le traitement des plaies chroniques (ulcères veineux, escarres, pieds diabétiques, plaies tumorales, etc.) et aiguës (brûlures, plaies traumatiques, etc.) modérément à fortement exsudatives. Couche en contact avec la plaie en silicone pour une application facile et un retrait atraumatique. Très bonne absorption et rétention de l'exsudat.

- Pansement stérile auto-adhésif.
- Interface en silicone.
- Côté opposé à la plaie constitué d'un coussin super absorbant en cellulose et polyacrylate enveloppé dans un tissu de cellulose hydrophile et recouvert d'un non tissé vert de fibres hydrophobes en polypropylène.
- Côté face à la plaie constitué d'un voile blanc hydrophile très doux en viscose et polyamide.
- Film en polyuréthane semi-perméable à l'arrière du pansement.

Tailles disponibles :

- 10 cm x 10 cm.

Conditionnement : boîte de 10 pansements.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
Marquage CE 0123. Classe IIb.