

## **FICHE TECHNIQUE**





## Pansements RespoSorb® Silicone Hartmann - Boîte de 10

Interface siliconée stérile pour le traitement des plaies modérément à abondamment exsudatives aiguës et chroniques

RespoSorb® Silicone est un pansement composé d'un coussin absorbant à base de cellulose et de polyacrylate superabsorbant, permettant l'absorption et la rétention des liquides. Il est lui-même recouvert côté plaie d'une interface siliconée à mailles fines pour faciliter l'application du pansement et favoriser la non-adhérence à la plaie. Le côté du pansement opposé à la plaie est recouvert d'un non-tissé en polypropylène de couleur verte, hydrophobe mais perméable à l'air et aux échanges gazeux.

## Indications

RespoSorb Silicone est indiqué pour les plaies présentant des exsudats modérés à abondants : plaies aiguës (plaies traumatiques, brûlures, plaies postopératoires) et plaies chroniques (ulcères, escarres, plaies tumorales, pieds diabétiques...).

- Stérile
- Gére l'exsudat
- Renouvellement lorsque les exsudats apparaissent au niveau des bords du pansement

Les pansements sont disponibles en différentes présentations : 12.5 x 12.5cm ;  $10 \times 20 \text{cm}$ .

Conditionnement : Boîte de 10 pansements.

Marquage CE 0123. Classe II b.