

FICHE TECHNIQUE

Pansements adhésifs non adhérents avec silicone 4 x 10 cm Robemed - boîte de 8

Pour la protection de tout type de lésions cutanées superficielles

- Tampon central absorbant et non adhérent.
- Zone adhésive périphérique siliconée pour une relance cutanée maximale.
- Multi-extensible s'adapte facilement aux zones à protéger.

Taille disponible :

Boîte de 8 pièces :

- 8 pansements : 4.1 x 10.2 cm

Conditionné par boîte de 8.

