

Pansements adhésifs spécial doigts Pic

Pour la protection des plaies du bout des doigts et des articulations

Parfaitement adapté aux mouvements du doigts, le pansement spécial doigts assure une protection efficace et durable.

- Compresse centrale pour l'absorption.
- Pansement adhésif.
- Multi-extensible.
- Respirabilité élevée.
- Hypoallergénique.
- Couleur chair.

Conditionné par boîte de 6 pansements.
Vendu par lot de 2 boîtes.

Fabrication Européenne.

Matériel Médical CE.

