

**Pansements américains non tissés non stériles -  
Fabrication européenne**

Pansements américains comprenant trois couches :

- Une face interne non tissée perméable à mettre en contact avec la plaie.
- Une face externe non tissée hydrophobe.
- Intérieur en cellulose pure très absorbante.

Non stériles.

**Dimension disponible (dépliés) :**

- 20 x 25 cm

**Conditionnement :** sachets de 25 pansements.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Haute capacité d'absorption

