



Pansements assortis Family - 20 unités

Pour toute la famille : universels, délicats et imperméables.

20 pansements adhésifs.

Pour la protection et le soin des plaies superficielles sur les doigts ou sur d'autres parties très mobiles du corps.

* PHOTO NON CONTRACTUELLE, en cours de modification.

Assortiment de 3 modèles :

- 8 pansements Classic : couleur chair à usage quotidien, 19x72mm.
- 6 pansements Delicate : 19x72mm.
- 6 pansements Aquabloc : transparents imperméables, 25 x 72mm.

Sous emballage individuel.

Boîtes de 20 pansements.

Vendu par lot de 2 boîtes.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.