



**Pantalon Cruz unisex - Coloris blanc - Siggil Group -
Fabriqué en Italie**

Pantalon professionnel à ceinture élastique, en tissu extensible, avec plusieurs poches. Finitions de qualité

Ce pantalon unisex est en tissu extensible Easy Fit pour un confort maximal.

Il possède plusieurs poches : deux sur le devant, une poche latérale gauche avec double ouverture et deux poches à l'arrière.

- Pantalon médical unisex
- En tissu Easy Fit, extensible, pour plus de confort
- Deux poches avant
- Deux poches arrière
- Une poche latérale gauche avec double ouverture
- Ceinture élastique
- Cordon de serrage

Composition :

55% coton. 42% polys. 3% élasthanne- 160 gr/m²

Tailles disponibles :

XS / S / M / L / XL

Entretien :

- Lavage à 40°C
- Blanchiment à proscrire
- Séchage en machine à proscrire
- Repassage au fer chaud
- Nettoyable à sec avec solvants usuels.

Coloris :

Blanc

Modèle :

CRUZ

Produit fabriqué en Europe

Produit certifié Standard 100 par EKO-TEX®