



### **Pantalon médical blanc pour femme.**

Pantalon de travail médical pour femme en polyester et viscose. Ce pantalon blanc dispose de 2 poches à l'avant avec de grandes ouvertures pour faciliter leur utilisation. Il est conçu pour être porté avec une [blouse à col rond](#) ou une [blouse à manches courtes](#) pour constituer un uniforme complet hospitalier. Le pantalon est muni d'une ceinture élastiquée qui le rend facile à mettre et enlever.

Le viscose présent dans le tissu de ce pantalon le rend souple et doux au toucher, mais il reste également résistant pour une utilisation quotidienne.

Vêtement de travail médical pour femme.

Usages conseillés: uniforme médical (infirmière, aide soignante), uniforme en institut de beauté, uniforme de maison de retraite.

- Coupe droite
- 2 poches plaquées à l'avant
- Grandes poches avec ouverture en biais.
- Ceinture élastiquée
- Finition: pli à l'avant

Ce pantalon est disponible en 7 tailles:

XXS-34 XS-36 S-38 M-40 L-42 XL-44/46 XXL-48/50

#### **Consignes d'entretien:**

Lavage en machine à 40°C

Blanchiment interdit

Séchage en machine autorisé: Programme modéré - 60°C maxi

Repassage à température faible: 110°C maxi

Nettoyage à sec autorisé: Processus normal (solvants perchlorétylène et hydrocarbures autorisés)

#### Dimensions à plat (pour un pantalon taille M):

Longueur: 106 cm

Largeur des hanches: 53 cm

Largeur au niveau des chevilles: 23 cm

Taille des poches: 14 x 15 cm

***Nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.***