

### Pédalier d'exercice pliable avec compteur multifonctions

Permet un entraînement ou une rééducation en douceur des membres inférieurs ou supérieurs.

Le pédalier d'exercice vous aide à retrouver souplesse et tonus musculaire. Avec compteur multifonctions qui indique la durée de l'exercice, le total des calories brûlées et le nombre de tours par minutes.

Pied anti-dérapant pour la stabilité et molette de réglage pour le niveau de résistance.

- Encombrement réduit.
- Pliable.
- Niveau de résistance réglable par molette.
- Compteur multifonctions: durée, nombre de tours, calories.
- Pieds anti-dérapant.
- Pédales avec revêtement anti-dérapant.
- Exercice en position assise.
- Portée maximale : 120kg.

Le pédalier d'exercice est destiné à une utilisation à domicile, en kinésithérapie, en milieu hospitalier, en maison de retraite,...

Dimensions : 37 x 49,5 x 23,5 cm.

Poids: 2,3 kg.

