



FICHE TECHNIQUE

Pèse bébé mécanique M-e747 Robé Médical - Portée 13 kg

Mesure précise avec poids coulissants, curseur loupe pour une lecture aisée.

Le pèse bébé M-e747 Robé Médical est équipé d'une nacelle incurvée aux formes arrondies pour assurer une pesée en toute sécurité.

Fonction de remise à zéro, assure une mesure exacte et précise du poids.

Curseur loupe pour faciliter la lecture du poids.

Pesée de la naissance jusqu'à 13kg, précision 10g.

Protection en éponge imperméable, amovible et lavable.

- Nacelle incurvée à fixer sur la balance (2 vis fournies).
- Plage de mesure: 0 à 13 Kg.
- Précision: +/- 10g.
- Affichage analogique.
- Curseur de lecture avec loupe.
- Facilement lavable.

Dimensions balance: L 29 x l 17,5 cm.

Dimensions nacelle: L 52,5 x 29 cm.

Poids: Environ 2,3 kg.

Garantie 2 ans.

