



### Pied à sérum réglable en inox avec 2 crochets amovibles

Pied à perfusion stable et modulable pour poches et flacons

Le **pied à sérum réglable en inox avec 2 crochets amovibles Robé Médical** est conçu pour un usage professionnel intensif en hôpital, clinique, EHPAD ou soins à domicile.

Sa **tige en inox** haute qualité assure une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale.

L'**embout à 2 crochets amovibles** peut être remplacé par un embout 4 crochets pour plus de polyvalence.

Le **piètement lesté 5 branches en ABS** garantit une stabilité maximale, tandis que les **roulettes de 50 mm** assurent une mobilité fluide et silencieuse.

Réglable en hauteur de **120 à 210 cm** pour s'adapter aux différents types de perfusions.

### Points forts

- **Modulable** : passe facilement de 2 à 4 crochets selon les besoins.
- **Stabilité renforcée** : piètement lesté 5 branches.
- **Hauteur réglable** : 120 à 210 cm.
- **Mobilité fluide** : 5 roulettes pivotantes Ø 50 mm.
- **Qualité médicale inox** : AISI 304/316 pour meilleure résistance à la corrosion.
- **Montage simple** : livré en 4 parties, prêt à assembler.

### Caractéristiques techniques

- **Hauteur réglable** : 120 à 210 cm
- **Nombre de crochets** : 2 (embout amovible compatible 4 crochets)
- **Matériau tige** : inox AISI 304/316 qualité médicale
- **Piètement** : lesté 5 branches ABS noir
- **Roues** : Ø 50 mm silencieuses
- **Poids** : stable et facilement déplaçable
- **Garantie** : 2 ans
- **Certification** : dispositif médical CE

### Utilisation recommandée

- Administration de perfusions dans les services hospitaliers, cliniques, EHPAD et à domicile.
- Idéal pour poches et flacons grâce aux crochets interchangeable.

