

### Pilulier électronique programmable 2 compartiments

Permet une prise de médicaments à heure fixe avec plusieurs alarmes programmables par jour

Pilulier électronique compact avec 2 compartiments pour accueillir gélules et comprimés.

Programmation de plusieurs alarmes journalières grâce à une minuterie.

- 2 compartiments.
- Ouverture/fermeture facile par simple coulissement.
- Bip sonore pendant 30 secondes.
- Programmation simplifiée.

Dimensions pilulier : 8,5 x 5 x 2,3 cm.

Poids total : 40 g.

