

FICHE TECHNIQUE



Pince Adson stérile en inox sans griffe - 12,5 cm - Usage unique

Pince Adson sans griffe stérile avec mors fins pour la dissection, la saisie et la manipulation des tissus fins et délicats

La pince Adson sans griffe est conçue pour saisir et manipuler les tissus fins et délicats lors d'une dissection ou d'une fermeture par suture de plaie. Ses mors fins et effilés permettent une manipulation précise des tissus sans risquer de les endommager. Son manche élargi et rainuré octroie davantage de préhension.

Longueur : 12,5 cm

Usage : Unique

Stérilisation : Par oxyde d'éthylène

Péremption après fabrication : 5 ans

Matériau : Métal inoxydable

Sachet : Pelable (une face plastifiée, une face papier)

Conditionnement : Sachet individuel stérile - Vendue à l'unité

Ne pas utiliser si l'embellage est endommagé.

Matériel médical CE.