

FICHE TECHNIQUE

Pince à corps étrangers lumineuse Lighted Forceps - Boîte de 10 - BIONIX

Elimine plus facilement les corps étrangers internes des oreilles ou du nez

La pince à corps étrangers lumineuse Lighted Forceps de Bionix, combine l'éclairage et le grossissement pour atteindre les zones éloignées de l'oreille ou du nez, permettant ainsi aux praticiens de réaliser l'examen plus rapidement.

La loupe et la source lumineuse peuvent être réutilisées plusieurs fois, ce qui contribue à une utilisation plus durable des équipements médicaux.

Caractéristiques :

- Embout de pince ouverte : 6 mm de large
- Longueur : 12 cm
- Matière : plastique
- Usage unique
- Éclairage LED
- Maintien facile grâce aux côtés antidérapants

Adapté pour :

- Les oreilles
- Le nez
- La bouche

Contenu du set :

- 10 pinces de taille identique
- 1 lentille grossissante
- 1 source lumineuse

Conditionnement :

- Boîte de 10 pinces (sans la lumière et sans la loupe)

Existe en boîte de rechange (x10)

Matériel Médical CE de classe I

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

