

Pince coudée Troeltsch - Qualité bloc - Fabrication Allemande

- Pince coudée Troeltsch en acier inoxydable de qualité bloc.
- Sous forme de ciseaux-pince pour une manipulation plus aisée et des gestes précis.
- Instrument pour extraire un corps étranger ou le cérumen.
- Stérilisable manuellement ou en machine, autoclavable à 134°C durant 18 min.

Taille disponible:

- 13cm.

Fabrication Allemande.

Matériel médical CE .

Garanti 7 ans.

Pince coudée Troeltsch en inox supérieur.

