



Pince de Kelly droite pour tenir les compresses, coton et ouate - Inox

Pince hémostatique de Kelly droite en inox.

Pince de Kelly droite avec son système autobloquant permet de maintenir la compresse sans utiliser les mains.

Elle peut également servir à :

- Clamper des tuyaux.
- Enlever des opercules.
- Pincer des tubulures.

Disponible en deux tailles :

- 14 cm
- 16 cm

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Dispositif médical de classe I certifié CE.

Garantie 2 ans.