

FICHE TECHNIQUE

Pince de Kocher droite stérile en inox sans griffe - 14 cm - Usage unique

Pince dédiée à la manipulation de compresses lors d'un soin, le clampage de vaisseaux et l'arrêt des saignements.

Déjà stérilisée, la pince est directement prête à l'emploi. Son design ergonomique offre un confort d'utilisation et une bonne préhension. Ses pointes fines assurent un travail de précision. Cette pince de Kocher est idéale pour la réalisation de pansements, points de suture et clamber/dévisser les tubulures.

Longueur: 14 cm

Usage: Unique

Stérilisation: Par oxyde d'éthylène

Péremption: 5 ans

Matériau: Métal inoxydable

Conditionnement : Sachet individuel stérile - Vendue à l'unité

Ne pas utiliser en cas de détérioration de l'emballage.

Matériel médical CE.

