

Pince de Magill inox stérile usage unique pour intubation 25cm Robé Médical

La qualité et la précision de l'inox avec les avantages de l'usage unique stérile.

Pince de Magill permettant de retirer un corps obstruant les voies aériennes (objet, langue) ou de diriger une sonde endotrachéale dans le larynx et faciliter sa direction dans la trachée.

- Inox 1er choix.
- Qualité supérieure.
- Stérile.
- Usage unique.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Longueur 25 cm.

Emballage individuel stérile.
Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionné en boîte distributrice de 15 pinces.

Matériel médical CE 1254.

