

FICHE TECHNIQUE

Pince de Michel à ôter les agrafes - 14 cm - Inox - Non stérile - Qualité bloc

Pince de Michel à simple usage : ôte-agraves

Cette pince de Michel est à simple usage : elle permet d'ôter les agraves.

Matériau : Inox

Dimension : 14 cm

Matériel Médical CE.

Autoclavable :

- Type de cycle : pré-vide / impulsion sous vide
- Température minimum : 134°C
- Temps d'exposition minimum : 3 minutes
- Pression : 28 p.s.i

