

FICHE TECHNIQUE

Pince de Michel double usage - 13 cm - Inox - Qualité bloc

Pince de Michel à double usage : pose-agrafes ou ôte-agrafes

Cette pince de Michel à un double usage : elle permet de poser ou ôter des agrafes.

Matériau : Inox

Dimension : 13 cm

Autoclavable :

- Type de cycle : pré-vide / impulsion sous vide
- Température minimum : 134°C
- Temps d'exposition minimum : 3 minutes
- Pression : 28 p.s.i

Matériel Médical CE.

