



Pince de Museux - Qualité bloc - Fabrication Allemande

Pince utérine de Museux droite en acier inoxydable, elle est utilisée lors des interventions chirurgicales.

- Comprimer les vaisseaux sanguins.
- Réalisation de pansements utérins.

Taille disponible:

- 14cm x 6mm.

Autoclavable à 134°C pendant 18 min.

Fabrication Allemande.

Matériel médical CE .

Garanti 7 ans.

Pince utérine de Museux droite en acier inoxydable supérieur - 14cm.