

## FICHE TECHNIQUE

### Pince hémostatique Bengolea inox stérile à usage unique 25 cm

Les avantages de l'usage unique stérile et la qualité de l'inox.

Pince longue droite permettant l'arrêt de saignement au niveau de l'utérus.

- Inox 1er choix.
- Qualité supérieure.
- Stérile.
- Usage unique.

**Dimensions :** Longueur 25 cm.

**Conditionnement :** Emballage individuel stérile. Conditionné en boîte distributrice de 20 pinces.

**Stérilisation :** Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE 1254.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

