

Pince-nez réutilisables

Ces pince-nez sont utilisés afin de garantir une mobilisation ventilatoire du patient qui s'effectue uniquement au niveau de la bouche.

Facilement nettoyables et réutilisables, ils peuvent toutefois être utilisés comme accessoires jetables.

Embouts en mousse pour plus de confort.

Conditionnement par sachet de 10 pince-nez.

Vendu par sachet.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour l'occlusion des narines lors de l'utilisation d'un spiromètre manuel ou électronique.

