

### Pistolet Den'Hub mécanique pour mésothérapie

Pistolet mécanique pour mésothérapie. Livré avec 5 mires

Pistolet mécanique d'une grande simplicité d'utilisation et d'entretien.  
Fonctionne par pression de la gâchette ou de la mire au coup par coup.

Confort et sécurité pour le praticien et le patient, grâce à sa mire stabilisatrice de la peau et à son réglage de pénétration de l'aiguille.

- Fonctionne en mode manuel ou automatique au coup par coup.
- Avec réglage de la profondeur de pénétration de l'aiguille.
- Mire stabilisatrice de la peau.
- Utilisation simple, confortable en toute sécurité.
- Volume d'une injection : 0.018 mL pour une seringue de 10 mL.

#### Modes d'injection :

- Coup par coup
- Continu

#### Traitements :

- Classique
- Esthétique (cellulite)

*Livré complet en mallette avec 5 mires.*

**Poids :** inférieur à 300 g

**Garantie :** 2 ans.

Matériel médical CE.

**Produit complémentaire :** [Kit de nettoyage et d'entretien pour pistolet DEN'HUB.](#)

Il permet une bonne aseptisation entre chaque patient.

Ce kit comprend un support en inox, deux béciers en verre et cinq mires.

