

## FICHE TECHNIQUE



### **Planche de bain avec siège pivotant et poignée - Pour des bains en toute sécurité - Max. 150 kg**

Planche pour baignoire avec siège pivotant à 360° - Pour entrer et sortir du bain sans efforts et en sécurité

La planche de bain avec siège pivotant et poignée permet d'assurer la sécurité et le confort pendant les bains. Avec son siège pivotant à 360°, vers la gauche comme vers la droite, elle est une aide précieuse pour entrer et sortir de la baignoire sans trop d'efforts. Elle sert d'aide au portage du bord de la baignoire jusqu'au milieu de celle-ci.

La poignée présente sur le produit offre une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. De plus, un porte-savon, facilement accessible, est intégré.

Les trous disposés dans la surface de la planche assurent un écoulement de l'eau sans difficultés.

#### **Installation :**

- Le produit est livré pré-assemblé, aucun outil n'est nécessaire.
- Il suffit de monter les 4 pieds (goupilles de serrage) et la poignée

#### **Utilisation :**

- S'asseoir sur le plateau tournant au bord de la baignoire
- Glisser vers le centre en soulevant légèrement avec la languette de préhension
- Pivoter le plateau de 90° en 4 positions jusqu'à l'enclenchement

#### **Cet outil peut être employé :**

- **Par les personnes ayant des difficultés de mobilité (immobilisation, vieillesse, postopératoire...)**
- **Par le personnel soignant et les personnels d'aide à domicile, facilitant leur travail auprès des patients.**

#### **Caractéristiques :**

- Facilite l'entrée et la sortie de la baignoire
- Plateau avec un siège pivotant rembourré antidérapant pour un confort optimal
- Adaptabilité à diverses baignoires (42 - 67 cm)
- Poignée permettant d'éviter les glissements et assurant la sécurité de l'utilisateur
- N'entrave pas l'écoulement de l'eau

**Matériau :** Polypropylène

**Dimensions :**

- Longueur : 72,5 cm

- Largeur : environ 35 cm

- Hauteur : 3,5 cm

- Hauteur avec la poignée et le siège : environ 12 cm

- Ajustement des goupilles de serrage : de 42 à 67 cm

**Poids :** 3,1 kg

**Capacité maximale :** 150 kg

**Durée de vie moyenne :** 10 ans

**Couleurs :**

- Blanc

- Poignée rouge

- Assise bleue

**Certifiée conformes aux normes européennes (Marquage CE).**