

FICHE TECHNIQUE

Planche de transfert incurvée assis-assis - 76 x 24,5 cm

Planche très glissante et incurvée respectant le déplacement naturel du corps pour un transfert facile et sécurisé

La forme incurvée de cette planche permet de respecter le déplacement naturel du corps et de contourner plus facilement les obstacles (accoudoirs, poignées, etc.) lors d'un transfert en position assis-assis.

Cette planche est composée d'une matière plastifiée ultra-résistante, solide et légère. Son poids de seulement 1,9 kg offre une résistance allant jusqu'à 190 kg.

Le dessus de la planche est couvert d'une patine améliorant le glissement pour faciliter le transfert. Quant au dessous, les deux extrémités sont surmoulées avec un matériau extrêmement antidérapant offrant une excellente stabilité pour un transfert en toute sécurité sur des surfaces lisses.

- Longueur x Largeur x Épaisseur: 76 x 24,5 x 1,2 cm

- Résistance: 190 kg

- Poids: 1.9 kg

- Composition: matériau plastifié, dessus patiné, dessous avec surmoulures antidérapantes

- Couleur: Bleu-gris

- Facilement lavable (spray ou liquide vaisselle)

