

FICHE TECHNIQUE



Planche de transfert pliable en trois - Klipp Klapp - 75 x 45 x 2 cm

Facilement rangeable, elle est idéale pour le transfert de personne dans des espaces très réduits - Dimensions pliée 45 x 26 x 2 cm

Cette planche de transfert fait 2 cm d'épaisseur (pliée ou dépliée) ce qui lui permet de pouvoir être rangée facilement et utilisée dans des endroits où les espaces sont très réduits (notamment dans les ambulances).

Sa structure en polyéthylène couvert d'un tissu glissant garantissent la même sécurité et facilité d'utilisation qu'une planche de transfert non-pliable.

La planche est entourée d'une housse en tissu glissant ouverte sur les deux extrémités pour y glisser la planche.

- Rangement facile, seulement 2 cm d'épaisseur une fois pliée
- Garantit un transfert facile et sécurisé même dans des espaces réduits
- Sa composition assure une excellente solidité et un excellent glissement
- Facilement lavable et désinfectable (spray, lingette, produits ménagers)

Dimensions (Longueur x Largeur x Épaisseur):

> Dépliée: 74 x 45 x 2 cm

> Pliée: 45 x 26 x 2 cm

Poids: 1,3 kg

Composition:

- Planche: Polyéthylène (sans latex)
- Housse: Tissu glissant