

FICHE TECHNIQUE

Plaque d'identification pour stéthoscope - Noir et Gris - Littmann

Accessoire pour stéthoscopes - Plaque d'identification

Cet accessoire permet d'identifier très facilement le stéthoscope grâce à une étiquette blanche (pour écrire manuellement le prénom) ou une étiquette grise qui peut être personnalisée par une gravure.

Compatible avec tous les modèles

Taille unique, compatible avec tous les modèles.

Disponible en noir (référence LIT007) et en gris (référence LIT008, prochainement disponible)

Livré avec deux plaques :

- Plaque blanche qui permet d'écrire le prénom au feutre ou stylo indélébile
- Plaque grise qui peut être gravée

Dimensions

Longueur : 10 cm

Hauteur : 2.5 cm

Ouverture pour clipser sur le stéthoscope : 1.3 cm

Livré avec 2 name tags (un blanc et un argenté)

Mise en place

- 1/ Placer la plaque sur le stéthoscope
- 2/ Ajuster au stéthoscope grâce aux 2 lanières
- 3/ Personnaliser le name tag avec un stylo indélébile (ou par une gravure)
- 4/ Fixer le name tag sur l'emplacement prévu

