

### Plasto-nat 29gr - Maqpro

Cire à modeler pour créer des plaies, fractures sur le visage ou le corps.

Le **Plasto-Nat** se travaille directement sur la peau comme une pâte à modeler. Selon l'effet recherché, on peut le durcir à l'aide d'une fine couche de Sealor ce qui permettra de faire une compression sans déformer la réalisation. Une fois le volume mis en place, on peut le maquiller à l'aide des Fards crèmes.

#### Pour créer des plaies :

- prenez du **Plasto-Nat** à l'aide d'une spatule ;
- modelez-le au doigt pour lui donner la forme souhaitée ;
- posez-le sur la peau en étalant les bords ;
- passez ensuite au pinceau une légère couche de Sealor pour fixer l'ensemble ;
- vous pouvez ensuite maquiller le **Plasto-Nat** avec nos Fards crèmes.

**Existe en trois couleurs :** *chair clair, métisse* et noire.

Fabrication Française.

