

## FICHE TECHNIQUE



### Poche à urine avec valve et vidange, fermeture SafeT Robé Médical

Pour une fermeture pratique et hygiénique d'une seule main.

Poche à urine stérile avec valve et vidange, dispositif de fermeture rapide SafeT.

2 contenances disponibles :

- 1,5 litres avec tubulure de longueur 90 cm.
- 2 litres avec tubulure rallongée de 120 cm.

- Collecteur en PVC médical.
- Contenance 1,5 litres ou 2 litres environ.
- Tubulure 90 cm ou 120 cm.
- Connectable sur sondes urinaires.
- Emplacement pour suspension avec crochet.
- Fermeture parfaitement étanche.
- S'adapte au filet de maintien.

Emballage individuel stérile.

Vendu par lot de 25 poches.

Compatible avec nos différents modèles [d'étuis péniens](#).

Matériel médical CE.