

## FICHE TECHNIQUE

### Pochette de rangement pour oxymètre de pouls - Coloris Vert ou Orange

Pochette souple pour ranger facilement l'oxymètre et le transporter en sécurité

Cette pochette souple permet de ranger l'oxymètre. Elle possède une accroche pour le fixer à la taille et un crochet sur le dessus pour y accrocher une dragonne.

En 100% nylon, cette pochette est lavable en machine.

#### Dimensions :

90 x 63 x 35 mm

#### Coloris :

Vert ou Orange

#### Utilisation :

Ouvrir le velcro, insérer l'oxymètre de pouls, refermer le velcro. Possibilité de l'accrocher à une ceinture ou un mousqueton.

