

FICHE TECHNIQUE



Poignée d'appui pour baignoire avec fixation réglable

Sécurité renforcée pour entrer et sortir du bain en toute confiance

La **poignée d'appui pour baignoire avec fixation réglable** offre un soutien fiable pour entrer et sortir du bain en toute sécurité.

Sa **structure solide en acier inoxydable** garantit robustesse et durabilité, tandis que les **bords intérieurs en caoutchouc antidérapants** protègent les parois de la baignoire et évitent tout glissement.

L'installation se fait facilement grâce à une **large molette de serrage**, permettant d'ajuster la poignée sur les rebords de baignoire de **7 à 16 cm d'épaisseur**.

Points forts

- **Sécurité maximale** : soutien jusqu'à 100 kg.
- **Fixation réglable** : molette large pour ajustement rapide et sûr.
- **Protection des surfaces** : revêtement caoutchouc antidérapant.
- **Installation sans outil** : simple et rapide.
- **Structure inox durable** : résiste à l'humidité et à la corrosion.

Caractéristiques techniques

- **Compatibilité baignoire** : rebords de 7 à 16 cm
- **Hauteur totale** : 50 cm
- **Dimensions poignée** : H 37 x l 14 cm
- **Poids du produit** : 3 kg
- **Matériaux** : acier inoxydable, caoutchouc antidérapant
- **Coloris** : blanc
- **Poids maximal de soutien** : 100 kg
- **Certification** : dispositif médical CE

Utilisation recommandée

- Aide à l'entrée et à la sortie du bain pour les personnes âgées, convalescentes ou à mobilité réduite.
- Utilisable à domicile, en EHPAD, ou dans les établissements de soins.