

FICHE TECHNIQUE

Poignée d'appui pour baignoire avec fixation réglable

Pour plus de stabilité et d'assurance.

Poignée en métal amovible avec large molette. Bords intérieurs en caoutchouc antidérapants pour protéger les parois de la baignoire. Installation rapide et facile.

- Structure solide en acier inoxydable.
- Molette de fixation pour ajuster la poignée au rebord de la baignoire.
- Poids maximum de soutien : 100 kg.
- Pour paroi de baignoire de 7 jusqu'à 16 cm de large.

Dimensions :

- Hauteur totale : 50 cm.
- Poignée : H 37 cm, l 14 cm.

Poids : 3 kg.

Coloris : blanc.

Matériel Médical CE.

