

FICHE TECHNIQUE

Pompe doseuse à bec long pour flacon Pet Boston Round - 2 mL

Pompe doseuse blanche à bec long. Dose délivrée de 2 mL. Bague 28/410.

Pompe doseuse blanche à bec long en plastique idéale pour les produits liquides ou visqueux tels que des gels, désinfectants, lessives, crèmes, gel douche, ...

Aspect strié et bouton poussoir avec sécurité délivrant une dose de 2 mL à la pression.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : PP (Polypropylène) / PE (Polyéthylène).
- Coloris : Blanc.
- Bague : 282/410.
- Dose délivrée : 2 mL.
- Étanchéité : Joint EPE.
- Hauteur intérieure : 238 mm.
- Longueur du tube : 147 mm, possibilité de raccourcir le tube pour l'adapter au contenant.

Fonctionne avec le [flacon PET BOSTON ROUND](#).

