

FICHE TECHNIQUE









Porte-tasse antidérapant rouge - Tenura

Porte-tasse antidérapant Tenura pour limiter les risques de renversement et protéger les surfaces

Ce porte-tasse antidérapant Tenura est idéal pour maintenir en place les tasses, mugs et gobelets en place et prévenir les risques d'éclaboussures ou de renversement.

Sa conception permet également de protéger les surfaces de la chaleur des objets contenus dans le porte-tasse et de récupérer les éventuelles gouttes laissant l'environnement propre.

- Procure un grip et maintien robuste
- Non toxique, sans plastifiant et phtalate
- Conception antimicrobienne
- Résitant à la chaleur
- Usage domestique ou médical
- Facilement lavable (spray ou liquide vaisselle)

Dimension: 9 cm de diamètre * 3,5 cm de large

Couleur: Rouge

Conditionnement: x1 porte-tasse